

川北医学院附属医院耳鼻咽喉科听力检测报告单

姓名: 性别: 女 年龄: 3月 职业:

测试人: 张皓芳 测试时间: 2018.9.25

耳镜检查: 双耳外耳道通畅

一、听力诊断

耳声发射测试 (☒TEOAE ☐DPOAE) 机型: CAPILLA

		1kHz	1.5kHz	2kHz	3kHz	4kHz
右耳	重复性	-20	45	3	-4	-15
	S-N	-18	40	0.3	-0.4	-1.2
左耳	重复性	-1	23	-5	23	-52
	S-N	-0.1	10.5	-0.5	2.0	-4.4

备注: 双耳耳声发射未通过

二、听力筛查

筛查方法: ☐ 耳声发射 (☐ TEOAE ☐ DPOAE) ☐ 自动听性脑干诱发电位

型号: 型号:

筛查结果: 左耳: ☐ 通过 ☐ 未通过 左耳: ☐ 通过 ☐ 未通过

右耳: ☐ 通过 ☐ 未通过 右耳: ☐ 通过 ☐ 未通过

备注: